



Az ideális GC + automatikus mintaadagoló kombinációja az alapterület jó kihasználására.

Az SRI 8610V a már sok ezer példányban üzemelő 8610C gázkromatográf függőleges kolonnatermosztáttal épített változata. 16 detektor, 12 injektor és számos, már jól bevált tartozék teszi teljessé a választékot.

A 110 helyes Cobra automatikus mintaadagoló 2 ml-es fiolákat alkalmaz, 2 különböző oldószerezrel öblíthet, lehetővé teszi a belső standard addíciót, és ha a GC úgy van konfigurálva, 2 különböző portba adagolhat.

A verhetetlen ár/teljesítményre egy példa:

8610V SRI GC + Cobra , „on-column” injektor, 400°C-ig fűthető kolonna termosztát, PeakSimple vezérlő és adatfeldolgozó szoftver, FID detektor, 15 m 0.53 mm-es kapilláris kolonna < 23.000 USD + ÁFA